
	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
Instruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-09/07	
PENGENDALIAN THERMO GUN SCANNER	Edisi/Rev : 01/00	
	Tgl. : 19 Maret 2020	

	Dibuat oleh:	Disetujui oleh:
Jabatan	Staf K3LH	Kasie K3LH
Tanda Tangan		
Nama	Joko Sutrisno	Umar Hadi Waluyo
Tanggal		

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
Instruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-09/07	
PENGENDALIAN THERMO GUN SCANNER	Edisi/Rev : 01/00	
	Tgl. : 19 Maret 2020	


1. Referensi

1. Undang Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. OHSAS 18001:2007 klausul 4.4.6. tentang Operational Control.

2. Aspek K3LH

Aspek K3 :

ASPEK K3	APD yang Dipergunakan
Pernafasan (Hidung)	Masker Kesehatan
Saluran pencernaan (Mulut)	Masker Kesehatan
Paparan pada Mata	Kacamata
Kontaminasi pada Tangan	Rubber Glove (sarung tangan karet)

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
Instruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-09/07	
PENGENDALIAN THERMO GUN SCANNER	Edisi/Rev : 01/00	
	Tgl. : 19 Maret 2020	


3. Instruksi Kerja

3.1. Pengadaan Thermo Gun Scanner

1. Bag. K3LH dan Bag. Terkait melakukan identifikasi kebutuhan Thermo Gun Scanner.
2. Bag. K3LH mengajukan permintaan kebutuhan barang Thermo Gun Scanner ke Bag. Pembelian (*sesuai Prosedur Pembelian Barang dan Jasa PUR/P-02*)
3. Selanjutnya Bag. Pembelian memproses sesuai dengan prosedur pembelian barang dan jasa.
4. Thermo Gun Scanner diletakkan di bag. Security untuk operasinal dan di Bag. K3LH sebagai back up.

3.2. Petunjuk Pemakaian Thermo Gun Scanner


1. Pada saat melakukan pengukuran suhu badan karyawan/kontraktor/tamu/supplier/transportir, Security wajib :
 - Menggunakan masker
 - Menggunakan sarung tangan karet/latek
 - Jaga jarak aman (physical distancing)
 - Hindari berbicara/mengobrol saat pengukuran suhu
 - Hindari kontak fisik
 - Jangan mengusap wajah sebelum cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 menit dan sanitiser
2. Cara Penggunaan Thermo Gun Scanner :
 - a. Pastikan battery terpasang dan masih ada pownya dengan cara tekan switch on/off sekali dan layar indikator nyala (*muncul tulisan Lo pada layar*), jika power battery habis segera ganti dengan cara :
 - Buka penutup battery (ujung bawah bagian handle/pegangan)
 - Geser penutup batery sesuai arah panah dengan sedikit ditekan
 - Ambil battery yang lama (ukuran battery AAA 1,5 volt 2 buah)
 - Pasang battery baru, pastikan katup +/- tidak terbalik (lihat kode/sign)

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
Instruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-09/07	
PENGENDALIAN THERMO GUN SCANNER	Edisi/Rev : 01/00	
	Tgl. : 19 Maret 2020	


- Tutup kembali penutup battery dan geser berlawanan dengan arah panah dan sedikit ditekan.
 - Coba fungsi dengan switch on/off sekali dan layar indikator nyala (*muncul tulisan Lo pada layar*)
 - Jika belum bisa cek ulang arah katup +/- , dan ikuti petunjuk diatas.
 - Jika belum bisa bawa ke bag. Instrument untuk dilakukan perbaikan.
- b. Pastikan ujung (lubang atas) tempat sensor pembacaan tidak terhalang.
 - c. Arahkan ujung sensor pembacaan ke dahi obyek yang diukur dengan jarak maksimal 5 cm (semakin dekat akurasi pembacaan semakin baik).
 - d. Pastikan dahi obyek tidak terhalang benda lain (langsung tertuju pada kulit dahi)
 - e. Tekan switch on/off dengan pelan dan tahan beberapa saat sampai muncul bunyi alarm (tiit...tiit... tiit) atau tahan switch on/off \pm 5 detik.
 - f. Lepas switch on/off dan pada layar/display akan muncul angka pembacaan.
 - g. Tunjukkan hasil pembacaan pada obyek/orang yang anda ukur.

3.3. Hal-hal yang harus diperhatikan saat penggunaan dan penyimpanan thermo gun scanner :

1. Jangan ada benda penghalang antara sensor dengan obyek yang diukur
2. Jarak pengukuran maksimal 5 cm (semakin dekan, hasil semakin akurat)
3. Jangan diletakkan sembarangan
4. Jangan sampai jatuh dan terbentur
5. Pada saat penyimpanan :
 - Jangan diletakkan dibawah sinar matahari
 - Jangan diletakan di dalam ruangan panas/dekat sumber panas.
 - Simpan dalam tempat/ruangan suhu kamar, kering dan tidak berdebu.
 - Masukkan dalam buku/dok kemas saat disimpan.
 - Jangan ditumpuk oleh benda lain saat penyimpanan.

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
Instruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-09/07	
PENGENDALIAN THERMO GUN SCANNER	Edisi/Rev : 01/00	
	Tgl. : 19 Maret 2020	

6. Saat tekan switch on/off :
 - Tekan dengan pelan/halus, tidak perlu dengan tenaga berlebih
 - Pada saat pengukuran, tahan beberapa saat sampai muncul bunyi alarm (tiit...tiit... tiit) atau tahan switch on/off \pm 5 detik.
7. Jangan dipergunakan untuk mainan (tembak-tembakan atau kegiatan lainnya)
8. Jangan diarahkan ke mata, pada kondisi tertentu dapat menimbulkan luka bakar.
9. Jangan terlalu lama dalam menekan saat pengukuran pada obyek/kulit, pada kondisi tertentu dapat menimbulkan luka bakar.

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
Instruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-09/07	
PENGENDALIAN THERMO GUN SCANNER	Edisi/Rev : 01/00	
	Tgl. : 19 Maret 2020	

Lampiran - 1

SEJARAH REVISI

Rev	Keterangan Perubahan	Hal	Tanggal	Disetujui

RNI/F-01/08